

## 儿童护理用温度计的类型

如何测量温度？	<p>非接触式温度计</p>  <p>通过测量源自身体的红外热/能量来检测前额的温度。</p>	<p>颞动脉温度计</p>  <p>测量头部颞部动脉上方皮肤表面的温度。</p>	<p>数字式温度计</p>  <p>在每次测量体温时，必须在温度计上使用一次性盖子。 通过直接接触的方式来测量温度。</p>
<p>我应该在什么部位进行测量？</p>	<p>指向前额</p> 	<p>触在前额的中心位置，以直线方式水平扫描至发际线</p>  <p>切勿向下弯曲至太阳穴，否则您可能会错过前额上的颞动脉。</p>	<p>腋下（腋窝测温法）： 将温度计的尖端直接接触腋下的皮肤。</p>  <p>放在口中（口腔测温法）：<u>仅适用于学龄前儿童以及较大的儿童。</u> 将温度计的尖端置于舌的下方。</p> 
<p>我应该如何对温度计进行清洁和消毒？</p>	<p>在其他人处理温度计之前，使用酒精湿巾对温度计进行消毒。</p>	<p>在 <b>每次温度检查之间</b> 使用酒精湿巾（至少含 70% 的酒精）对温度计进行消毒。</p>	
<p>我是否需要戴手套？</p>	<p>不需要。由于没有与孩子发生接触，因此您不必在每个孩子的体温检查之间戴手套或对温度计进行消毒。</p>	<p>是。因为与孩子有直接接触，如果有手套的话，请佩戴手套，或者在每次体温检查之间进行手部卫生处理。</p>   	
<p>无论您使用哪种类型的温度计，均应严格遵循制造商的指示说明。</p>			