

## 兒童護理用溫度計的類型

如何測量溫度？	<p>非接觸式溫度計</p>  <p>透過測量源自身體的紅外熱/能量來檢測前額的溫度。</p>	<p>顫動脈溫度計</p>  <p>測量頭部顫部動脈上方皮膚表面的溫度。</p>	<p>數字式溫度計</p>  <p>在每次測量體溫時，必須在溫度計上使用一次性蓋子。 透過直接接觸的方式來測量溫度。</p>
<p>我應該在什麼部位進行測量？</p>	<p>指向前額</p> 	<p>觸在前額的中心位置，以直線方式水平掃描至髮際線。</p>  <p>切勿向下彎曲至太陽穴，否則您可能會錯過前額上的顫動脈。</p>	<p><b>腋下（腋窩測溫法）：</b> 將溫度計的尖端直接接觸腋下的皮膚。</p>  <p><b>放在口中（口腔測溫法）：</b> <u>僅適用於學齡前兒童以及較大的兒童。</u> 將溫度計的尖端置於舌的下方。</p> 
<p>我應該如何對溫度計進行清潔和消毒？</p>	<p>在其他人處理溫度計之前，使用酒精濕巾對溫度計進行消毒。</p>	<p>在 <b>每次溫度檢查之間</b> 使用酒精濕巾（至少含 70% 的酒精）對溫度計進行消毒。</p>	
<p>我是否需要戴手套？</p>	<p>不需要。由於沒有與孩子發生接觸，因此您不必在每個孩子的體溫檢查之間戴手套或對溫度計進行消毒。</p>	<p>是。因為與孩子有直接接觸，如果有手套的話，請佩戴手套，或者在每次體溫檢查之間進行手部衛生處理。</p> 	
<p>無論您使用哪種類型的溫度計，均應嚴格遵循製造商的指示說明。</p>			